

STEP-HEAR™ Activator (SH-220)

Svensk

Handledning



**NAVIGATION OCH INFORMATIONSSYSTEM
FÖR SYNSKADADE OCH BLINDA PERSONER**

Innehåll

Innehåll.....	1
INTRODUKTION	2
INLEDNING	3
BESKRIVNING.....	4
AKTIVATOR	5
AKTIVATOR	6
AKTIVATOR	7
AKTIVATOR	8
FELSÖKNING	9
SÄKERHETSINFORMATION	10
GARANTI (EU)	11
GUARANTEE (USA)	12
GUARANTEE (USA)	13
GARANTI	14
IC Declaration (Canada)	14
Materialåtervinning	15

INTRODUKTION

Gratulerar till köpet av din STEP-HEAR™ Activator. STEP-HEAR™-systemet består av två enheter: en väderbeständig sändare/bas och en liten mottagare/aktivator. Efter installation skickar basen ut en kontinuerlig signal. När aktivatorn, som innehas av användaren, är inom området för basen, vibrerar den och avger en signal. Genom att trycka på en knapp på aktivatorn utlöser en förinspelad röst meddelande från basen. Detta ger information som hjälper användare att hitta sin destination.

Det är viktigt att du läser instruktionerna nedan för att använda STEP-HEAR™-systemet till sin fulla potential. Förvara denna bruksanvisning på en säker plats för framtida referens.

Denna guide förklarar hur du använder följande:

STEP-HEAR™ Activator (SH-220)

Observera: Step Hear ansvarar inte för innehållet i röstmeddelanden eller andra inspelningar spelas upp från basstationer. För innehåll som spelas in på basstationer ansvarar bas/ tjänsteleverantör.

INLEDNING

Packa upp Aktivatorn

Vid upppackning av aktivatorn hittar du följande innehåll i kartongen:

- 1 Aktivator enhet
- 1 Laddningsdocka
- 1 Nätadapter
- 1 Halsband
- 1 Armband
- 1 Nyckelring
- 1 Handledning



För support och hjälp besök vår webbplats på


www.icap.nu

och


www.step-hear.com

BESKRIVNING

Aktivator



Laddaren



AKTIVATOR

Ladda Aktivator


Anslut den medföljande adaptersladden till uttaget som finns på baksidan av laddaren och den andra änden till ett eluttag. Den röda lysdioden på laddaren tänds.

Placera din aktivator i laddaren. Den gröna lysdioden på aktivatorn kommer att tändas och aktivatorn kommer att vibrera och piper en gång. Den gröna lysdioden släcks när aktivatorn är fulladdat.

Obs: När den gröna lysdioden på aktivatorn blinkar och ger en signal var 60: e sekund, måste du ladda aktivatorn. Laddningstiden för aktivatorn är ca 2 timmar.

Aktivatorn har en passningstid på över 200 timmar.

AKTIVATOR



Sätt på Aktivator On/Off

För att stänga av aktivatorn ON - tryck och håll ned **STRÖM**-knappen (triangelformad) på aktivatorn i 2-4 sekunder tills ett pip hörs. Den röda lysdioden blinkar.

För att stänga av aktivatorn OFF - tryck och håll knappen POWER i 2-4 sekunder tills två piptoner hörs.

AKTIVATOR

Använda Aktivatorn

När aktivatorn har laddats och strömmen slås på, är du redo att använda STEP-HEAR™-systemet.

Aktivatorn kan bäras antingen som ett halsband, nyckelring eller en handledsrem. Alla dessa tillbehör är levererade.

När du anländer i ett område där det finns en aktiv bas, börjar aktivatorn att pipa (och/eller vibrera - se Activator inställningar nedan).

För att aktivera förinspelade meddelanden på basenheten, tryck en gång på knapp **1**, **2** eller **3** på aktivatorn. Meddelandet som lagrats på **knapp 1**, **knapp 2** eller **knapp 3** på basenheten kommer att tillkännages. Du kommer att höra användbar information som hjälper dig navigera runt på din aktuella position.

Tryck på **POWER** knappen en gång för att pausa pipljudet och/eller vibrering. Vibrering kommer bara göra dig uppmärksam var 60 sekund. Om aktivatorn är utanför intervallet i 15 sekunder kommer den automatiskt att återgå till normalt läge redo att göra dig uppmärksam på att du är inom räckhåll för en annan aktiv bas.

AKTIVATOR

Aktivator inställningar

Standardinställningen för aktivatorn är både vibrera och Pip ON. Denna inställning kommer att informera dig när det är en Step Hear basenhet inom räckhåll.

För att stänga av ljudsignalen OFF - Tryck och håll aktivatorns knappar **1** och **3** tillsammans i 5 sekunder tills en ljudsignal hörs. Aktivatorn kommer endast vibrera.

För att stänga av Beep ON - tryck och håll aktivatorns knappar **1** och **3** tillsammans tills ett pip hörs. Aktivatorn vibrerar och piper.

Obs: Innan du ändrar inställningar som du måste se till att aktivatorn är påslagen (se Sätt på Aktivatorn On/Off).

Aktivatorn håller de senaste inställningarna tills en ny inställning tas emot.

FELSÖKNING

Aktivatoren svarar inte när den är nära en bas

- Se till att aktivatorn laddas
- Se till att aktivatorn är påslagen

Inget meddelande Uppspelning

- Se till att prova knapparna **1, 2 och 3**

Inget pip när de larmade i närheten av en bas

- Ändra inställningarna så att vibrera och pipsignal är aktiverad

SÄKERHETSINFORMATION

Allmänt

Använd endast strömförsörjning som medföljer produkten.

Öppna inte enheten. Kontakta support för alla reparationer.

Rengöring

Rengör aktivatorn med en mjuk trasa. Använd aldrig polish eller rengöringsmedel - de kan skada ytbehandlingen eller elektronik inuti.

Miljö

Placera inte någon del av din produkt i vatten och använd den inte i alltför fuktiga förhållanden eller platser med hög luftfuktighet.

Utsätt inte produkten för brand eller andra farliga förhållanden.

GARANTI (EU)

Från det ögonblick du har köpt STEP-HEAR TM-produkten, gäller STEP-HEAR TM garantin i ett år. Under denna tid, är alla reparationer eller byten (efter vårt gottfinnande) gratis. Om du får problem så kontakta vår support eller besök vår webbplats på www.icap.nu eller www.step-hear.com . Garantin täcker inte olyckor, försumlighet eller brott i några delar. Produkten får inte manipuleras eller tas isär av någon som inte är en auktoriserad STEP-HEAR TM representant. STEP-HEAR TM garanti begränsar inte på något sätt dina lagliga rättigheter.

VIKTIGT: DITT KVITTO ÄR EN DEL AV DIN GARANTI och skall sparas och produceras i vid garantifall.

Observera: Garantin gäller ENDAST INOM
EUROPEISKA UNIONEN

IC 10183A



GUARANTEE (USA)

STEP-HEAR Ltd warrants the STEP-HEAR product against any defect in materials or workmanship for the period of one year from the date of purchase.

Should you experience a problem, contact our customer service department.

Be sure to save your sales receipt as proof of purchase date should you need warranty service.

Within a period of one year from purchase date, STEP-HEAR Ltd will repair or replace (at our discretion) your STEP-HEAR product at no cost, if a defect in materials or workmanship is found. If we elect to replace your STEP-HEAR product, we may replace it with a new or reconditioned product of the same or similar design.

Repair or replacement will be warranted for a period of 90 days or the remaining time on the original warranty, whichever is longer.

The warranty does not cover damage caused by vandalism, accident negligence, shipping damage, failure to follow instructions, misuse, fire, floods, use of incompatible accessories or Acts of God. The product must not be

GUARANTEE (USA)

tampered with or taken apart by anyone who is not an authorized STEP-HEAR representative. The STEP-HEAR guarantee in no way limits your legal rights

STEP-HEAR Ltd shall not be responsible for loss of time, inconvenience, property damage or any other accidental or consequential damages caused by your STEP-HEAR product

Warranty service is available only with proof of purchase.

IMPORTANT: YOUR RECEIPT IS PART OF YOUR WARRANTY AND MUST BE RETAINED AND PRODUCED IN THE EVENT OF A WARRANTY CLAIM.

For product support and help visit our website:
www.step-hear.com

Or contact our representative in **North America:**

2288A Queen Street East
Toronto, ON M4E1G6, Canada

T: 347.482.1557

F: 801.760.9791

GARANTI

Elektrisk anslutning: Apparaten är utformad för att användas från ett 100-230V 50/60Hz nät. (Klassificerade som "farlig spänning" enligt EN60950 standard). Apparaten innefattar inte en integrerad power on/off knappen. För att koppla bort strömmen, stäng antingen av på eluttag eller koppla ur strömadaptern. När du installerar apparaten, se till att uttaget är lätt tillgänglig.

Deklaration: Step-Hear förklarar härmed att denna SH-220 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

En kopia av försäkran om överensstämmelse med de väsentliga kraven i 1999/5/EC kan hittas på www.step-hear.com

IC Declaration (Canada)

This device complies with Industry Canada License-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Materialåtervinning

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) har införts för att de berörda produkterna i slutet av sin livslängd återvinns på bästa sätt.

När produkten slutat användas, ska du inte lägga den i din soptunna.

Använd ett av följande alternativ:

- Ta ur batterierna och lägg dem i en lämplig WEEE återvinning. Deponera produkten i en lämplig WEEE återvinning.

- Eller lämna den gamla produkten till återförsäljaren. Om du köper en ny, bör de acceptera det.

Alltså, om du respekterar dessa instruktioner skyddar du människors hälsa och miljö.



För support och hjälp besök vår webbplats på
www.icap.nu eller www.step-hear.com

UG SH-220-FEB12