

Talking LabQuest

Talking LabQuest är ett talande mätinstrument för studenter med nedsatt syn eller dyslexi/dyskalkyli.

Med en talsyntes ges full tillgänglighet till LabQuest med uppläsning i menyer och av realtidsdata.

LabQuest används på gymnasie- och universitetsnivå för laboratorieexperiment i naturvetenskapliga ämnen. Instrumentet bygger på en handhållen enhet som tål att användas ute i fält eller för experiment i klassrummet.


Till instrumentet kan över 70 olika sensorer kopplas till för användning i praktiskt taget alla vetenskapliga kurser.



Logger Pro

Tillägsprogram för datainsamling och analys i dator

En app i skärmläsaren Window-Eyes ger röstnavigering och tillgång till denna prisbelönta dataanalys programvara. Data i diagrammet ljudsätts med olika tonlägen. Man navigerar och når olika funktioner från datorns tangentbord. Använd Talking LabQuest som ett gränssnitt för att samla in data direkt i Logger Pro programvaran Kompatibelt med vågar, droppräknare och provrörsexperiment för att skapa en tillgänglig inlärningsmiljö för studenter som är blinda, synsvaga eller har dyslexi/dyskalkyli.



- Window-Eyes app ger röstnavigering av avancerade analysfunktioner för Logger Pro programvara.
- Samla in data direkt på datorn med i realtid talande sensoravläsningar och mätningar.
- Snabb navigering mellan flera uppsättningar av insamlade data i talande tabeller.
- Höra din plottade data i grafer med ljudspår funktionen.
- Dataanalys på hög nivå: integraler, funktionskurvor och mycket mer.



www.icap.nu

Stockholm

ICAP AB
Gotlandsgatan 44, plan -2
116 65 Stockholm

Tel: 08 - 55 11 12 00
E-post: stockholm@icap.nu

Göteborg

ICAP AB
Karl Johansgatan 42
414 59 Göteborg

Tel: 031-704 30 99
E-post: info@icap.nu

Malmö

ICAP Malmö
Amiralsgatan 89 A
214 37 Malmö

Tel: 040 - 23 75 60
E-post: malmö@icap.nu